

Spitalul Clinic Căi Ferate Iași Cabinete ecografie	Laboratorul de radiologie și imagistică medicală	Cod: PL-OP-02ECO Ed./Rev. 0 Data: 01.03.2018
	Protocol de explorare ecografică	
	PARTI NOI	

I. Scop:

Procedura reprezintă protocolul standard pentru examinarea PARTILOR MOI in patologia tiroidiana, articulara, musculara, tegumentara si subtegumentara.

Funcție de patologia pacientului, medicul specialist poate aplica tehnici de examinare suplimentare, cu scopul unei diagnosticări cât mai exacte.

II. Prescurtări: < O = unghiul dintre planul Orizontal si axa transductorului;

III. Documente de referință: - Manualul de management al calității MMC-IM,
- Procedura cod FP-7.5-01ECO

IV. Calitatea imaginii: O imagine ecografică este bine efectuată atunci când se evidențiază imaginea elementelor anatomiche de la cap. I.

V. Tehnica de ecografiere: PARTI MOI

Incidența Zona examinată	PARTI MOI
Poziția pacientului	In functie de zona de examinat
Axa transductorului	Perpendiculara pe zona examinata O = 90°
Tipul transductorului	SONDA LINIARA 13-5
Printare	Automată

VI. Înregistrări:

1. *Raport de explorare ecografică,*
2. *Registrul de înregistrare a pacienților,*

Date de identificare ale ecografiilor: Ecografiile se identifică cu următoarele date: numele și prenumele pacientului, nr. din registrul de înregistrare al pacientului, tehnica ecografica, alte date semnificative

Persoana autorizată pentru efectuarea examinării: medic specialist atestat ecografie

Persoana autorizată pentru interpretare: medic specialist atestat ecografie

Aprobat,
Șef
Laborator Radiologie și Imagistică Medicală
Dr. Cătălina-Ionela Ciolpan

Spitalul Clinic Căi Ferate Iași Cabinete ecografie	Laboratorul de radiologie și imagistică medicală	Cod: PL-OP-03ECO Ed./Rev. 0
	Protocol de explorare ecografică a ABDOMENULUI	Data: 15.02.2023

I. Scop:

Procedura reprezintă protocolul standard pentru examinarea regiunilor: **ABDOMEN**

Funcție de patologia pacientului, medicul specialist poate aplica tehnici de examinare suplimentare, cu scopul unei diagnosticări cât mai exacte.

II. Prescurtări: < O = unghiul dintre planul Orizontal și axa transductorului;

III. Documente de referință: - Manualul de management al calității MMC-IM
- Procedura cod FP-OP-01ECO

IV. Calitatea imaginii: O imagine ecografică este bine efectuată atunci când se evidențiază imaginea elementelor anatomice de la cap. I.

V. Tipul instalației ecografice: SIEMENS SONOLINE ANTARES

VI. Tehnica de ecografiere: ABDOMEN

Incidența Zona examinată	ABDOMEN SUPERIOR	ABDOMEN INFERIOR
Poziția pacientului	Decubit dorsal, expunand zona abdominala superioara de examinat, care trebuie acoperita cu gel incolor de catre medic.	Decubit dorsal, expunand zona abdominala inferioara de examinat, care trebuie acoperita cu gel incolor de catre medic.
Axa transductorului	Perpendiculara pe abdomenul pacientului O = 90°	Perpendiculara pe abdomenul pacientului O = 90°
Tipul transductorului	SONDA CONVEXA 6-2	SONDA CONVEXA 6-2
Printare	Automată	

VII. Înregistrări:

1. *Raport de explorare ecografică,*
2. *Registrul de înregistrare a pacienților,*

Date de identificare ale ecografiilor: Ecografiile se identifică cu următoarele date: numele și prenumele pacientului, nr. din registrul de înregistrare al pacientului, tehnica de ecografică, alte date semnificative

Persoana autorizată pentru efectuarea examinării: medic specialist atestat ecografie

Persoana autorizată pentru interpretare: medic specialist atestat ecografie

Aprobat,
Şef
Laborator Radiologie și Imagistică Medicală
Dr. Cătălina-Ionela Ciolpan

Spitalul Clinic Căi Ferate Iași Cabinete ecografie	Laboratorul de radiologie și imagistică medicală	Cod: PL-OP -04ECO
	Protocol de explorare ecografică SÂN	Ed./Rev. 0 Data: 15.02.2023

I. Scop:

Procedura reprezintă protocolul standard pentru examinarea regiunilor: SÂN
Funcție de patologia pacientului, medicul specialist poate aplica tehnici de examinare suplimentare, cu scopul unei diagnosticări cât mai exacte.

II. Prescurtări: < O = unghiul dintre planul Orizontal și axa transductorului;

III. Documente de referință: - Manualul de management al calității MMC-IM,
- Procedura cod FP-OP-01ECO

IV. Calitatea imaginii: O imagine ecografică este bine efectuată atunci când se evidențiază imaginea elementelor anatomice de la cap. I. (vezi imaginea de referință CD)

V. Tehnica de ecografiere: SAN

Incidența Zona examinată	SÂN
Poziția pacientului	Decubit dorsal, cu bratul din dreptul sanului de examinat așezat sub cap, pentru a elibera zona , care trebuie acoperită cu gel incolor de către medic.
Axa transductorului	Perpendiculară pe sanul pacientului $O = 90^\circ$
Tipul transductorului	SONDA LINIARA 13-5
Printare	Automată

VI. Înregistrări:

1. *Raport de explorare ecografică,*
2. *Registrul de înregistrare a pacienților,*

Date de identificare ale ecografiilor: Ecografiile se identifică cu următoarele date: numele și prenumele pacientului, nr. din registrul de înregistrare al pacientului, tehnica ecografica, alte date semnificative

Persoana autorizată pentru efectuarea examinării: medic specialist atestat ecografie

Persoana autorizată pentru interpretare: medic specialist atestat ecografie

Aprobat,
Șef
Laborator Radiologie și Imagistică Medicală
Dr. Cătălina-Ionela Ciolpan